

Tenha um diagnóstico mais rápido e assertivo sem a necessidade de um exame invasivo

ARTERIS^{AOP}

UM TOQUE 3 MEDIDAS MÚLTIPLOS PARÂMETROS

- ▀ VOP - VELOCIDADE DE ONDA DE PULSO
- ▀ PRESSÃO ARTERIAL CENTRAL
- ▀ AUGMENTATION INDEX
- ▀ DÉBITO e ÍNDICE CARDÍACO
- ▀ RESISTÊNCIA VASCULAR
- ▀ PRESSÃO PERIFÉRICA

O ARTERIS AOP representa um avanço na medida de pressão no consultório, trazendo informações que possibilitam ao médico direcionar o paciente para um diagnóstico preciso.

VOP Velocidade de Onda de Pulso (PWV) é o padrão-ouro na avaliação da rigidez arterial

Monitor de Pressão Arterial

AOP - Análise da Onda de Pulso

ANVISA 10361059013

Especificações Técnicas

Conexão com computador

Interface sem fios (Bluetooth), software MAPAs (vendido separadamente) e computador para função AOP

Memória

15 medições

Método de Gravação

Oscilométrico

Faixa de Pressões

Estática 0 / 300 mmHg
Sistólica 60 / 290 mmHg
Diastólica 30 / 195 mmHg

Dimensões

152 x 109 x 56 mm

Peso

325 g - sem as pilhas

Alimentação

4 pilhas AA recarregáveis NiMH

Acessórios Inclusos

Manguito M
Conector de Manguito
Régua de Manguito

Acessórios Opcionais

Manguito (PP, P, M, G, EG)
Bolsa PVC (PP, P, M, G, EG)
Braçadeira (PP, P, M, G, EG)
Conector de Manguito
Carregador de Pilhas
Pilhas AA recarregáveis NiMH



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 1º andar Bela Vista
01311-910 São Paulo/SP

Tel. Geral/WhatsApp: 11 3883-3000
E-mail: vendas@cardios.com.br

www.cardios.com.br

Assertividade e confiança no diagnóstico e maior adesão de seu paciente ao tratamento



24h
monitorização
AOP

Dyna-MAPA^{AOP}

- VOP - VELOCIDADE DE ONDA DE PULSO
- PRESSÃO ARTERIAL CENTRAL
- ÍNDICE DE AMPLIFICAÇÃO
- RIGIDEZ ARTERIAL
- DÉBITO CARDÍACO

Vários parâmetros de análise trazem ao seu diagnóstico maior precisão e ajudam a otimizar o tratamento de seus pacientes.

ANVISA 10361059011

Especificações Técnicas

Conexão com computador

Interface sem fios (Bluetooth) ou Cabo Rs232.
Software de análise vendido separadamente

Memória

Modo Pressão: até 600 medições/eventos
Modo AOP: 260 medidas de pressão/eventos

Método de Gravação

Oscilométrico

Faixa de Pressões

Estática	0 / 300 mmHg
Sistólica	60 / 290 mmHg
Diastólica	30 / 195 mmHg

Dimensões

128 x 78 x 27 mm

Peso

240g g - incluindo as 2 pilhas

Alimentação

2 pilhas AA recarregáveis NiMH

Acessórios Inclusos

Manguito M
Capanga
Conector de Nylon
Cinto
Régua de Manguito

Acessórios Opcionais

Manguito (PP, P, M, G, EG)
Bolsa PVC (PP, P, M, G, EG)
Braçadeira (PP, P, M, G, EG)
Conector de Nylon
Cabo RS232
Carregador de Pilhas
Pilhas AA



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 1º andar Bela Vista
01311-910 São Paulo/SP

Tel. Geral/WhatsApp: 11 3883-3000

E-mail: vendas@cardios.com.br

www.cardios.com.br