

Tenha um diagnóstico mais rápido e assertivo sem a necessidade de um exame invasivo

# ARTERIS<sup>AOP</sup>

UM TOQUE  
3 MEDIDAS  
MÚLTIPLOS PARÂMETROS

- ▶ VOP - VELOCIDADE DE ONDA DE PULSO
- ▶ PRESSÃO ARTERIAL CENTRAL
- ▶ AUGMENTATION INDEX
- ▶ DÉBITO e ÍNDICE CARDÍACO
- ▶ RESISTÊNCIA VASCULAR
- ▶ PRESSÃO PERIFÉRICA

O ARTERIS AOP representa um avanço na medida de pressão no consultório, trazendo informações que possibilitam ao médico direcionar o paciente para um diagnóstico preciso.

**VOP** Velocidade de Onda de Pulso (PWV) é o padrão-ouro na avaliação da rigidez arterial



Monitor de Pressão Arterial  
AOP - Análise da Onda de Pulso  
ANVISA 10361059013

## Especificações Técnicas

### Conexão com computador

Interface sem fios (Bluetooth), software MAPAs (vendido separadamente) e computador para função AOP

### Memória

15 medições

### Método de Gravação

Oscilométrico

### Faixa de Pressões

Estática 0 / 300 mmHg  
Sistólica 60 / 290 mmHg  
Diastólica 30 / 195 mmHg

### Dimensões

152 x 109 x 56 mm

### Peso

325 g - sem as pilhas

### Alimentação

4 pilhas AA recarregáveis NiMH

## Acessórios Inclusos

Manguito M  
Conector de Manguito  
Régua de Manguito

## Acessórios Opcionais

Manguito (PP, P, M, G, EG)  
Bolsa PVC (PP, P, M, G, EG)  
Braçadeira (PP, P, M, G, EG)  
Conector de Manguito  
Carregador de Pilhas  
Pilhas AA recarregáveis NiMH

[www.cardios.com.br](http://www.cardios.com.br)



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda  
Av. Paulista, 509 1º andar Bela Vista  
01311-910 São Paulo/SP

Tel. Geral/WhatsApp: 11 3883-3000  
E-mail: vendas@cardios.com.br

