

Cardio Light+


CARDIOS



nouvelle génération usb-c mémoire interne



72h
24h *Enregistreur Numérique Holter*
Digital Holter Recorder Grabadora Digital de Holter

Sécurité

La mémoire interne du CardioLight+ avec connexion via USB-C permet une plus grande sécurité dans la transmission et le stockage des données, ainsi que l'élimination de l'usure mécanique causée par l'insertion/le retrait de la carte mémoire.



Haute précision

La technologie d'acquisition de signaux numériques de 800 échantillons par seconde et 12 bits permet une plus grande précision dans la numérisation des signaux.



Transmission via internet

Grâce au logiciel CardioNet, les signaux enregistrés dans CardioLight+ peuvent être transmis sur Internet pour être analysés dans d'autres centres, discuter de cas ou créer des bases de données.



Extrêmement confortable

Sa taille et son poids réduits, associés à sa forme ergonomique et à son design primé, le rendent imperceptible dans la poche ou la ceinture du patient.



Accessoires d'accompagnement

- Câble patient 4 dérivations
- Poche en cuir
- Agrafe

Remarque : le câble USB-C n'est pas inclus avec le produit.



Caractéristiques techniques

Taille	82x60x14mm
Poids	47g
Stockage	Mémoire interne
Source de courant	1 pile rechargeable AAA
Taux d'échantillonnage	800pps - 12 bits
Temps d'examen	Jusqu'à 72 heures

Circuit de détection du stimulateur cardiaque
horloge interne

Alarmes lumineuses et sonores

Nº ANVISA: 10361059014

CE 1434



GARANTIE
ACCESSOIRES NON INCLUS



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 Andar 1 01311-910 São Paulo SP Brazil

Téléphone général / WhatsApp: +55 11 3883-3000

SSC: +55 11 3883-3010

www.cardios.com.br

Ventes: +55 11 3883-3030

