

Cardio Light+

CARDIOS



nueva generación usb-c memoria interna



72h Grabadora Digital de Holter
24h Digital Holter Recorder Gravador Digital de Holter

Seguridad

La memoria interna del CardioLight+ con conexión vía USB-C permite una mayor seguridad en la transmisión y almacenamiento de datos, además de eliminar el desgaste mecánico provocado al insertar/extraer la tarjeta de memoria.



Alta precisión

La tecnología de adquisición de señales digitales de 800 muestras por segundo y 12 bits da como resultado una mayor precisión en la digitalización de señales.



Transmisión vía internet

Utilizando el software CardioNet, las señales registradas en CardioLight+ se pueden transmitir a través de Internet para su análisis en otros centros, discusión de casos o creación de bases de datos.



Extremadamente cómodo

Su reducido tamaño y peso, combinado con su forma ergonómica y su premiado diseño, lo hacen imperceptible en el bolsillo o cinturón del paciente.



Accesorios de acompañamiento

- Cable de paciente de 4 derivaciones
- Bolsa de cuero
- Clip

Nota: El cable USB-C no está incluido con el producto.



Características técnicas

Tamaño	82x60x14mm
Peso	47 gramos
Almacenamiento	Memoria interna
Fuente de alimentación	1 pila AAA recargable
Tasa de muestreo	800 mps - 12 bits
Tiempo de examen	Hasta 72 horas

Circuito de detección de marcapasos

Reloj interno

Alarmas luminosas y sonoras.

Nº ANVISA: 10361059014

CE 1434



GARANTÍA
ACCESORIOS NO INCLUIDOS



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 Andar 1 01311-910 São Paulo SP Brazil

General Phone / WhatsApp: +55 11 3883-3000 Sales: +55 11 3883-3030

SSC: +55 11 3883-3010

www.cardios.com.br

