

Dynamis

ECG




GARANTIA
NÃO INCLUI ACESSÓRIOS

o ECG da

CARDIOS

O eletrocardiógrafo **Dynamis ECG** é um equipamento médico portátil. Com ele você pode:

- Monitorar a atividade cardíaca do paciente em repouso
- Registrar amostras do sinal de ECG em modo contínuo - **1.200 amostras por segundo em 12 bits**
- Ter **rápida estabilização** da linha de base
- **Visualizar o sinal** em tela **em tempo real**
- **Congelar o sinal** em tela
- **Customizar a cor** da visualização do ECG na tela, e a cor de fundo do traçado
- **Elaborar laudos** de exame no software
- **Exportar os exames** e enviar por email
- Total **integração** com o  **CardioNet** para **telemedicina**

ECG

Dynamis

Características técnicas

Taxa de amostragem	1200 amostras/s
Canais	12 derivações
Velocidade do traçado	25 ou 50 mm/s
Filtros de software	Linha de base, 35, 40, 45 (muscular leve, moderado e forte), 60 e altas frequências
Visual	LED azul – ligado (logo Cardios)
Conexão	Cabo de paciente 10 vias
Comunicação	USB 3.0
Alimentação	USB 5V
Consumo	1,25W
Temperatura de operação	5° a 40°C
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX0
Dimensões	104 x 110 x 32 mm
Gabinete	ABS de alto impacto
Peso	150g
Registro ANVISA	10361059016



Itens que acompanham

- 1 Cabo de paciente com 10 vias INDIVIDUAIS**
- 2 Separadores de Cabos 5 vias**
- 1 Cabo USB A3.0 - conexão A-B 2M**
- Software Dynamis / Manual do Usuário (PDF)**

O software deverá ser instalado em um computador com sistema operacional Windows 10 ou superior (não fornecido com o equipamento).