

Cardiovet[®] Light



O CardioLight representa um salto tecnológico sem precedentes ao reunir os maiores avanços eletrônicos na precisão dos registros eletrocardiográficos, num gravador de Holter de design moderno e tamanho reduzido.


CARDIOS

72h Gravador Digital de Holter
24h Digital Holter Recorder Grabadora Digital de Holter

Alta precisão

A tecnologia digital de aquisição de 800 pontos por segundo do sinal, circuito de detecção de marcapasso e relógio interno, resulta em uma maior precisão dos registros, com realização de gravações de até 72 horas contínuas, sem substituição de pilha ou cartão.

Transmissão via internet

Através do software CardioNet, os registros gravados no CardiLight podem ser transmitidos por internet para análise em outros centros, discussão de casos ou formação de bancos de dados.

Extremamente confortável

Seu tamanho e peso reduzido (62 gramas com pilha e cartão), aliados ao seu formato ergonômico, o tornam imperceptível para o seu paciente.

O gravador de Holter que reúne os requisitos mais importantes para o médico veterinário, para o técnico e para o paciente.



Médico

Alta qualidade do sinal, variedade de recursos.



Técnico

Facilidade de operação e possibilidade de verificação do sinal.



Paciente

Conforto total e design agradável.

Características Técnicas

| | |
|--------------------|--|
| Tamanho | 82 x 60 x 14mm |
| Peso | 47 gramas |
| Mídia utilizada | Cartão SD (Secure Digital) = 2 gramas |
| Alimentação | 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 gramas |
| Aquisição do sinal | 800pps - 10 bits |

Circuito de detecção de marcapasso
Relógio interno
Alarmes luminosos e sonoros

