

# Cardio Light+

  
CARDIOS



nova geração    usb-c    memória interna



**72h** Gravador Digital de Holter  
**24h** Digital Holter Recorder    Grabadora Digital de Holter

## Segurança

A memória interna do CardioLight+ com conexão via USB-C permite maior segurança na transmissão e armazenamento dos dados além de eliminar o desgaste mecânico provocado pela inserção/retirada do cartão de memória.



## Alta precisão

A tecnologia digital de aquisição de sinal de 800 amostras por segundo e 12 bits - resulta em maior precisão na digitalização dos sinais.



## Transmissão via internet

Através do software CardioNet, os sinais gravados no CardioLight+ podem ser transmitidos por internet para análise em outros centros, discussão de casos ou formação de bancos de dados.



## Extremamente confortável

Seu tamanho e peso reduzidos, aliados ao seu formato ergonômico de design premiado, o tornam imperceptível no bolso ou na cinta do paciente.



## Acessórios acompanhantes

- Cabo de paciente 4 vias
- Capanga
- Clipe

*Obs.: Cabo USB-C não acompanha o produto.*



## Características técnicas

Tamanho	82 x 60 x 14mm
Peso	47 gramas
Armazenamento	Memória interna
Alimentação	1 pilha AAA (palito), recarregável
Aquisição do sinal	800aps - 12 bits
Tempo de exame	Até 72 horas

Circuito de detecção de marcapasso

Relógio interno

Alarmes luminosos e sonoros

Nº ANVISA: 10361059014

CE 1434



**GARANTIA**  
NÃO INCLUI ACESSÓRIOS



**Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda**

Av. Paulista, 509 Andar 1 01311-910 São Paulo SP

Tel. Geral / WhatsApp: 11 3883-3000 Vendas: 11 3883-3030

SSC: 11 3883-3010

[www.cardios.com.br](http://www.cardios.com.br)

